

Unità Operativa di Analisi Cliniche
Responsabile: Dr. Alessandro Montanelli

**PROCEDURA PER LA RACCOLTA E LA CONSERVAZIONE
DELLE FECI IN FORMALINA AL 10%
PROCEDURA P16**

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

La raccolta deve essere effettuata in tre giorni differenti utilizzando tre contenitori con formalina (disponibili gratuitamente presso il Punto Prelievi di Humanitas).

Usare il cucchiaino collegato al coperchio di ogni contenitore e raccogliere una piccola quantità di materiale appena emesso e conservarlo in luogo fresco.

Ripetere la raccolta per tre volte consecutive.

Consegnare i tre campioni al Punto Prelievi entro dodici ore dalla fine dell'ultima raccolta.